



ช่วยบรรเทาและ ป้องกันอาการของโรคภูมิแพ้

โปรดอ่านคำแนะนำในการใช้งานอย่างละเอียด

ซินูลาน ฟอर्ट แอลเลอจี คืออะไร และใช้เพื่ออะไร

ซินูลาน ฟอर्ट แอลเลอจี ช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ที่มีสาเหตุมาจาก เกสรดอกไม้ ไรฝุ่นหรือสัตว์เลี้ยงโดยการสร้างเกราะป้องกันการแทรก ตัวของสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในอากาศ ซินูลาน ฟอर्ट แอลเลอจี เป็น สเปรย์ลดอาการคัดจมูกมีข้อบ่งใช้เพื่อบรรเทาอาการและระยะเวลาในการรักษาโรคไซนัสอักเสบทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังโพรงจมูกและ ไซนัสอักเสบ จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ และอาการคัดจมูก (จมูกอุดตัน รวมถึงหวัด) โดยออกฤทธิ์เป็นเกราะกักเก็บให้ความชุ่มชื้นบรรเทาอาการระคายเคือง ช่วยฟื้นฟูและคงสภาพเยื่อจมูกให้มีความชุ่มชื้น

ซินูลาน ฟอर्ट แอลเลอจี ยังสามารถใช้เพื่อป้องกันการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในอากาศ เมื่อต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้มว่าจะต้องพบเจอกับสารดังกล่าว (ช่วงฤดูดอกไม้ผลิระหว่างการทำสวน หรือทำความสะอาดฝุ่นในบ้าน เป็นต้น) โดยสามารถป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกก่อนที่จะมีอาการปรากฏ

ซินูลาน ฟอर्ट แอลเลอจี ใช้งานอย่างไร

ควรรู้ใช้ซินูลาน ฟอर्ट แอลเลอจี ตามคำแนะนำในการใช้งาน หากมีข้อสงสัยหรือมีอาการที่ต่อเนื่องยาวนานให้ปรึกษาผู้ให้บริการด้านสุขภาพของท่านหรือเภสัชกรก่อนการใช้งาน วัน 1-2 ครั้ง ในจมูกแต่ละข้าง วันละ 3-4 ครั้ง ควรใช้เป็นประจำเมื่อมีอาการเยื่อจมูกอักเสบและใช้อย่างต่อเนื่องเมื่ออาการใกล้จะหาย โดยอาจเพิ่มขนาดยาได้ตามความรุนแรงของอาการ

1. ล้างจมูกและทำความสะอาดโพรงจมูกก่อน
2. เขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง และเปิดฝาทิ้ง
3. ถือขวดสเปรย์โดยวางนิ้วชี้และนิ้วกลางบนด้านข้าง ของขวดทั้งสองด้าน ใช้นิ้วโป้งข้อนใต้ขวด โน้มศีรษะมาด้านหน้าเล็กน้อย และปิดรูจมูกหนึ่งข้างโดยใช้นิ้วค้อยๆ กดลงบนปีกจมูก
4. สอดปลายหัวพ่นเข้าไปในรูจมูก และกดหัวพ่นลงเพื่อพ่นสเปรย์หนึ่งหรือสองครั้ง
5. สอดปลายหัวพ่นเข้าไปในรูจมูกอีกข้าง และทำตามขั้นตอนเดิมที่บรรยายไว้ข้างต้น
6. ปิดฝาทิ้ง

หัวฉีดของ ซินูลาน ฟอर्ट แอลเลอจี จะให้ละอองที่มีขนาดเหมาะสมสามารถลอดผ่านช่องจมูกส่วนที่แคบและกระจายตัวได้อย่างทั่วถึงทั้งโพรงจมูก แม้กระทั่งในโพรงจมูกส่วนบนที่เข้าถึงยาก

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้จากการใช้ซินูลาน ฟอर्ट แอลเลอจี

ผู้ใช้ ซินูลาน ฟอर्ट แอลเลอจี สามารถทนต่อผลข้างเคียงได้ดี จนถึงปัจจุบันยังไม่พบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานจากการใช้ ซินูลาน ฟอर्ट แอลเลอจี หากพบว่ามีอาการข้างเคียงจากการใช้ ซินูลาน ฟอर्ट แอลเลอจี โปรดแจ้งผู้ให้บริการด้านสุขภาพของท่าน

ข้อควรระวัง

- ไม่ควรใช้ ซินูลาน ฟอर्ट แอลเลอจี ในผู้ที่แพ้ xyloglucan หรือส่วนประกอบอื่นในผลิตภัณฑ์นี้
- หากเกิดอาการแพ้ ต้องหยุดใช้ ซินูลาน ฟอर्ट แอลเลอจี ทันที
- เพื่อสุขอนามัยที่ดี ควรใช้ ซินูลาน ฟอर्ट แอลเลอจี หนึ่งขวด สำหรับหนึ่งบุคคลเท่านั้น
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้หลังเปิดใช้ครั้งแรกไปแล้วนานกว่า 6 สัปดาห์
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้หากเกิดการชำรุดเสียหาย
- ซินูลาน ฟอर्ट แอลเลอจี ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นยา เช่น antihistamine หรือ steroid หากมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาอื่น สามารถใช้ ซินูลาน ฟอर्ट แอลเลอจี ร่วมกับการรักษานั้นได้
- แม้จะไม่พบผลข้างเคียงในเด็ก แต่ควรปรึกษาผู้ให้บริการด้านสุขภาพของท่านหรือเภสัชกร สำหรับคำแนะนำในการใช้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี

สิ่งที่ควรทราบระหว่างการตั้งครรภ์และให้นมบุตร

แม้จะยังไม่พบอาการข้างเคียงใด ๆ แต่ควรปรึกษาผู้ให้บริการด้านสุขภาพของท่านหรือเภสัชกรก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ควรเก็บ ซินูลาน ฟอर्ट แอลเลอจี อย่างไร

- วันหมดอายุของ ซินูลาน ฟอर्ट แอลเลอจี ถูกระบุไว้บนกล่องและบนขวด
- ห้ามใช้ ซินูลาน ฟอर्ट แอลเลอจี หลังวันหมดอายุที่ระบุไว้
- ไม่จำเป็นต้องเก็บ ซินูลาน ฟอर्ट แอลเลอจี ในสถานะที่พิเศษ แต่อย่างใด ห้ามแช่แข็ง
- ควรเก็บ ซินูลาน ฟอर्ट แอลเลอจี ให้พ้นมือเด็ก

ส่วนประกอบ

สารประกอบ: Xyloglucan, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Sodium EDTA, Sodium hydroxide และน้ำเกลือ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

หนึ่งขวดบรรจุสารละลาย 15 มิลลิลิตร สำหรับใช้ทางจมูก

ผู้ผลิต:

DEVINTEC SAGL
Corso Elvezia 14, 6900 Lugano - Switzerland
ผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ผู้นำเข้า:

บริษัท สตาดา (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
อีเมล: stada@stadathailand.com โทร 0-2059-7420-23



W A L M A R K* Dispatch note of print out packing material W A L M A R K*

Design / Year: Chamot / 2015 DTP operator / Studio: (ext-THA) Jiri Sotek / Internal Proof numb. / Date 1. proof: 4/11. 10. 2022
Used printing material: BO 60 g Special printing technology: - Used Colours: 4 Cut Size (mm): 160 x 210 mm

C Y A N

M A G E N T A

Y E L L O W

B L A C K



RELIEVES AND PREVENTS THE SYMPTOMS OF ALLERGIES

PLEASE READ THIS INSTRUCTION FOR USE CAREFULLY

What is Sinulan Forte Allergy and what is it used for?

Sinulan Forte Allergy relieves the symptoms of allergies caused by pollen, dust mites or pets by forming a barrier against the penetration of airborne allergens. Sinulan Forte Allergy is a decongestant nasal spray indicated to improve the symptoms and course of chronic and acute sinusitis, rhinosinusitis, allergic rhinitis and nasal congestion (blocked nose, including colds) with a moisturizing barrier effect relieving the irritation for the restoration and maintenance of a healthy nasal mucosa.

It can also be taken as a preventive measure before coming into contact with an environment where airborne allergens are likely to be present (flowering periods, gardening activities, home dusting, etc.) from the very beginning, before symptoms appear.

How to use Sinulan Forte Allergy

Always administer Sinulan Forte Allergy according to the instructions for use. Consult your healthcare provider or pharmacist before taking it in case of doubt or if symptoms persist.

Apply 1-2 puffs in each nostril 3 or 4 times a day. Regular use is recommended when first symptoms are likely to appear and during the course of rhinitis. The dosage may be increased according to severity of symptoms.

1. Gently blow your nose to clean your nostrils.
2. Shake the bottle and remove the protecting cap.
3. Hold the bottle with your index and middle finger on both sides and your thumb underneath the bottle. Bend your head slightly forward and close one nostril by gently pressing against the side of your nose with the finger.
4. Insert the applicator into your nostril and press down on the nozzle to puff once or twice.
5. Insert the applicator into your other nostril and repeat the same steps described above.
6. Recap the bottle.

The nozzle used in Sinulan Forte Allergy provides a droplet size suitable to ensure a narrow jet thus allowing the adequate distribution of the solution in the whole nasal cavity, reaching even the upper part.

Possible side effects of Sinulan Forte Allergy

Sinulan Forte Allergy is very well tolerated. Up to now, no regularly occurring or persisting side effects are known. Please inform your healthcare provider if you notice side effects that are associated with the use of Sinulan Forte Allergy.

Precautions

Sinulan Forte Allergy should not be used in case of hypersensitivity to xyloglucan or to any other ingredient of the product.

If allergic reactions occur, the use of Sinulan Forte Allergy must be discontinued immediately.

To ensure safe hygiene, each bottle should only be used by one person.

Do not use for more than 6 weeks after first opening.

Do not use the device if damaged.

Sinulan Forte Allergy does not contain any pharmacological ingredient such as antihistamines or steroids. Should another pharmacological treatment be needed, Sinulan Forte Allergy can be administered concomitantly with it. Even though no side effects are known in children, consult your healthcare provider or pharmacist for advice before using this medical device if you are under 6 years old.

What should be noted during pregnancy and while breast-feeding?

Even though no side effects are known, consult your healthcare provider or pharmacist for advice before using this medical device if you are pregnant or breastfeeding.

How to store Sinulan Forte Allergy

The expiry date of Sinulan Forte Allergy is printed on the box and on the bottle.

Sinulan Forte Allergy must not be used after the expiry date.

Sinulan Forte Allergy does not require any special storage conditions. Do not freeze.

Sinulan Forte Allergy should be kept out of the reach of children.

Composition:

Ingredients: Xyloglucan, sodium benzoate, potassium sorbate, sodium EDTA, sodium hydroxide and saline solution.

Presentation:

Bottle containing 15 ml solution for nasal application.

Importer:

STADA (Thailand) Co., Ltd.
8 T-one Building, 18th Floor, Unit 5, Soi Sukhumvit 40,
Sukhumvit Road, Phra-Khanong, Klongtoei, Bangkok
10110 Thailand.
E-mail: stada@stadathailand.com
Tel: 0-2059-7420-23



Manufacturer:



DEVINTEC SAGL
Corso Elvezia 14, 6900 Lugano - Switzerland